

## ★★★新版認知能力検査『N-CAB (エヌキャブ)』★★★



### N-CAB (エヌキャブ) の特長

- 1 認知能力のひとつである「流動性認知能力」を、簡便な方法（提示カードと積木）で測れる検査。成人から高齢者までが対象。
- 2 高齢になるとともに急速に衰える「流動性認知能力」の客観的レベルを年齢基準から知る事ができます。
- 3 認知症などにおいて、最も侵されやすい「流動性認知能力」低下の早期発見に役立ちます。
- 4 個人のレベルに応じて訓練でき、能力の伸びを実感できます。

#### N-CAB

M15529 CAB2000 価格 **¥38,000** (税抜) **¥41,800** (税込)

●セット内容：収納バッグ、検査マニュアル、実施の手引き、提示カード、記録用紙（20人分1組）、収納箱、はめ板（積木立方体/赤12個、青10個、黄10個、積木円柱/赤10個、青13個、黄10個）、トレーニング・カード

#### N-CAB 用記録用紙

M15530 CAB-S 価格 **¥3,000** (税抜) **¥3,300** (税込)

## ★★★認知能力伸長検査『CAB (キャブ)』★★★



### 認知能力とは？

認知能力には「流動性認知能力」と「結晶性認知能力」の2種類があります。

日常のいろいろな経験によって身につく能力は「結晶性認知能力」と呼ばれ、歴史・ことわざ・語句の意味などのような「言葉」を中心にした能力や、計算などの「数」にかかわる学習によって習得された能力がその代表的なものです。

それに対して、その場でとっさに判断しなければならないときに使う能力が「流動性認知能力」です。今まで身につけた知識や常識によって答えを導くのではなく、その場で与えられた情報だけで考えたり、判断したりするので「流動性」と呼ばれています。

「結晶性認知能力」は、いったん身につくと急激に消えることはなく、年をとってもあまり衰えません。しかし、「流動性認知能力」は、ある年齢を過ぎると急激に衰えることがあります。

CAB (キャブ) のCAは認知能力 (Cognitive Ability) の略で、Bは膨らますもの・伸ばすものという意味のBoosterの頭文字です。CABは「流動性認知能力」を鍛えるために開発されました。



## N-CAB

### New-Cognitive Ability Battery

#### ●認知能力を客観的に診断

中高年から衰え始めるといわれる流動性認知能力を、年齢基準に照らして、全体集団の中で客観的に測定・診断できる。

#### ●認知能力の衰えを早期に発見

認知症等において、最も侵されやすい流動性認知能力の低下や衰えの徴候などを、早期に発見・把握できる。

#### ●レベルに応じたトレーニング

認知能力の中で、どの能力が優れ、どの能力が努力を要するのかを診断し、それぞれのニーズやレベルに応じた訓練ができる。

### CAB (キャブ) の特長

認知能力のひとつ「流動性認知能力」を鍛えるために開発された新しい検査です。認知能力のレベルを確認するための「テスト編」と、訓練用の「トレーニング編」を繰り返し実施することで、認知能力の伸びを実感できます。幼児から高齢者まで、ゲームで遊ぶような感覚で能力を伸ばすことができ、いつまでも若々しい脳を保ちます。

- 1 使い方がとても簡単なので、幼児から高齢者まで利用できます。
- 2 高齢者で急激に衰えると言われる「流動性認知能力」を刺激します。
- 3 テストの結果を年齢ごとの基準に照らして、自分の能力レベルを知ることができます。
- 4 ゲーム感覚で楽しく認知能力を鍛えることができ、能力の伸びを実感できます。
- 5 木製のはめ板と積み木を使って、手先の器用さと集中力を伸ばします。



●「テスト編」で、認知能力レベルを確認

●「トレーニング編」で、認知能力を鍛える

### CAB (キャブ)

M14974 CAB1000 価格 **¥18,000** (税抜) **¥19,800** (税込)

- セット内容：実施用カード（テスト編、トレーニング編）、積み木（赤・青・黄色）3色（立方体・円柱）2種 合計65個、はめ板、CAB手引、収納箱
- 梱包：縦203×横280×厚さ62mm ●質量：1.4kg
- 寸法：板/縦160×横160×厚さ12mm